


OCULUS
SURGICAL

BIOM[®] Optic Set

BIOM[®] HD Einweg-Lupe und Reduzierlinse



Der perfekte
Durchblick –
bei jeder OP

- Das innovative Lupen Design sorgt für den perfekten Einblick bei jeder OP
- Ca. 130° Fundusüberblick mit herausragender Bildauflösung
- Hervorragende Auflösung bis in die Peripherie, auch bei luftgefülltem Auge
- HD Auflösung bei hoher Mikroskopvergrößerung reduziert die Notwendigkeit Kontaktgläser einzusetzen
- Exzellente Schärfentiefe, auch bei hoher Vergrößerung
- Einweg-Lupen Design für erhöhte OP-Effizienz und Kostenkontrolle
- Einsetzbar mit allen BIOM[®] 3, BIOM[®] 4, BIOM[®] 5

NEU BIOM[®] Optic Set

- Immer schnell zur Hand in der Blisterverpackung
- Kein Risiko einer Kreuzkontamination
- Bessere Wirtschaftlichkeit dank Einsparung von Ausfallzeiten für die Aufbereitung




Stabil und einfach zu handhaben: Die Blisterverpackung *



BIOM[®] HD Einweg-Lupe



Einweg-Reduzierlinse



BIOM[®] Optic Set Optionen

Objektivbrennweite	BIOM [®]	BIOM [®] Optic Set
f = 175 mm	BIOM [®] 3m/c, 4m/c, 5m/c	HD Professional für f = 175 mm
f = 200 mm	BIOM [®] 3ml/cl, 4ml/cl, 5ml/cl	HD Professional für f = 200 mm
	BIOM [®] 3m/c, 4m/c, 5m/c	HD Flex

* Die Blister-Verpackung enthält zusätzlich eine sterile Rändelschrauben Abdeckung, eine sterile Reduzierlinse, sowie sterile Antriebsriemen für das motorisierte BIOM[®].

CE Gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

WWW.OCULUSSURGICAL.COM



OCULUS ist zertifiziert gemäß
DIN EN ISO 13485

OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-299
E-Mail: support@oculussurgical.de • www.oculussurgical.com

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (09/18).

76/0918/DE/FR
P/54411/DE

