

OCULUS
SURGICAL

HD Disposable LenZ

Für den Einmalgebrauch
am ZEISS RESIGHT®



Der perfekte
Durchblick –
bei jeder OP

- Ca. 130°-Sichtfeld mit hervorragender Auflösung in der Peripherie
- Dank HD-Schärfe bei hoher Vergrößerung kann eher auf eine Kontaktlinse verzichtet werden
- Reduzierung skleraler Eindellung bei panretinaler Laserkoagulation dank klarer Sicht auf das gesamte Sichtfeld
- besserer räumlicher Seheindruck dank ausgezeichneter Schärfentiefe
- bessere Sicht während Flüssigkeit-Luft-Austausch



OCULUS®
SURGICAL

NEU HD Disposable LenZ

- Immer schnell zur Hand in der Blisterverpackung
- Kein Risiko einer Kreuzkontamination
- Bessere Wirtschaftlichkeit dank Vermeidung von Ausfallzeiten für die Aufbereitung



Sterile Blisterverpackung



OCULUS HD Disposable LenZ



OCULUS
HD Disposable LenZ

ZEISS
RESIGHT®

ZEISS RESIGHT® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Carl Zeiss Meditec AG, Jena

WWW.OCULUSSURGICAL.COM



OCULUS ist zertifiziert gemäß
DIN EN ISO 13485

OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-299
E-Mail: support@oculussurgical.de • www.oculussurgical.com

